

PillDispenser - Guida all'uso

Una volta installato correttamente Pill Dispenser sul proprio dispositivo, esso sarà raggiungibile al seguente indirizzo:

<http://localhost/pilldispenser/>

1. Nella home page verrà chiesto di selezionare il tipo di utente: cliccare sul tasto "Sono un medico" di colore rosso per avere accesso alla pagina di login






2. Inserire nello spazio indicato il codice pin di 4 cifre che le è stato fornito da Pill Dispenser per poter accedere alla propria pagina personale e visualizzare la lista dei pazienti registrati.



3. Al primo accesso si visualizzerà l'avviso "Nessun paziente presente", cliccare quindi su "Aggiungi paziente" per registrare il primo paziente utilizzatore del Pill Dispenser.



Cliccando sul tasto esci  in qualsiasi momento l'utente verrà riportato alla "home page".

Per spostarsi avanti ed indietro tra le pagine utilizzare i tasti del browser  .



4. Compilare correttamente tutti i campi con i dati del paziente da registrare e al termine cliccare su "Aggiungi paziente".

The screenshot shows a blue header bar at the top. Below it, the text "PILL DISPENSER" is displayed in a stylized font, with "PILL" in blue and "DISPENSER" in red. Underneath, the title "Aggiungi Paziente" is centered. The form contains five input fields, each with a green arrow pointing down to it: "Nome" (placeholder: "Inserisci il nome del paziente"), "Cognome" (placeholder: "Inserisci il cognome del paziente"), "Data di Nascita" (placeholder: "Clicca qui per scegliere la data"), "Luogo di Nascita" (placeholder: "Inserisci il luogo di nascita del paziente"), and "Codice Fiscale" (placeholder: "Inserisci il codice fiscale del paziente"). A green arrow points to a blue button labeled "Aggiungi Paziente" at the bottom.




Se l'inserimento è andato a buon fine si verrà riportati alla lista pazienti aggiornata con i dati del nuovo paziente, altrimenti verificare che tutti i dati siano stati inseriti correttamente.



PILL DISPENSER

Nome e Cognome	Data di Nascita	Luogo di Nascita	Codice Fiscale		
Tizio Caio	25-01-2017	Trani	xxxxxxxxxxxxxxxx		

Aggiungi Paziente

Sarà sempre possibile modificare i dati del paziente in un secondo momento cliccando sul tasto modifica , eliminare un paziente dalla lista cliccando su elimina  o aggiungere un nuovo paziente alla lista cliccando sul bottone "Aggiungi paziente" .

5. Per assegnare una terapia ad un paziente cliccare in un punto qualsiasi della riga contenete i dati del paziente per accedere alla tabella delle terapie. Al primo accesso si visualizzerà l'avviso "Nessuna terapia presente", cliccare quindi su "Aggiungi nuova terapia".



PILL DISPENSER





Aggiungi Nuova Terapia


Nessuna terapia presente

PILL DISPENSER


Aggiungi Terapia


Nome Farmaco 


Quantità 

Tipo di Posologia 

Posologia


☐ Lun ☐ Mar ☐ Mer ☐ Gio ☐ Ven ☐ Sab ☐ Dom 







Inserire tutti i dati richiesti per la somministrazione di un determinato farmaco nei rispettivi campi.

Nel caso in cui per un farmaco fosse prevista più di un'assunzione giornaliera cliccare su "Aggiungi orario" ed inserire l'orario della successiva assunzione giornaliera.

Data di Inizio Terapia 

Data di Fine Terapia 




Selezionare infine una data di inizio e di fine della terapia e cliccare su aggiungi terapia per salvare.

Adesso nella tabella terapie ci sarà la terapia appena inserita con i dati sull'assunzione.

PILL DISPENSER

Terapia del Signor:

TizioCaio 25-01-2017 Trani xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aspirina	Lunedì	1 volte al giorno	14:00 21:00	Dal 2017-01-23 Al 2017-02-23	 
	Mercoledì	1 volte al giorno	14:00 21:00	Dal 2017-01-23 Al 2017-02-23	
	Venerdì	1 volte al giorno	14:00 21:00	Dal 2017-01-23 Al 2017-02-23	

Aggiungi Nuova Terapia

Sarà sempre possibile modificare una terapia in un secondo momento cliccando sul tasto modifica, eliminare una terapia dalla lista cliccando su elimina o aggiungere una nuova terapia per quel paziente cliccando su "Aggiungi nuova terapia".

A questo punto il Pill Dispenser del paziente potrà essere caricato con i medicinali prescritti ed il paziente potrà assumere le pillole seguendo gli avvisi del Pill Dispenser.